

COMFORT  
PARA  
CADA  
SONRISA

ALIVO  
PARA EL  
PACIENTE

# GISHY GOO!™

Silicona de Protección  
para Aparatos Ortodónticos



## Reemplaza a la cera.

Gishy Goo es un elastómero de polivinil siloxano especialmente formulado que proporciona comodidad a pacientes con aparatos de ortodoncia como brackets, aparatos linguales, tubos molares, aparatos fijos y funcionales, protectores bucales, y otras aplicaciones donde los tejidos blandos puedan ser protegidos.

- Reduce la necesidad de citas de emergencia
- Permanece en posición, mucho mejor que cera
- Ofrece comodidad duradera para los labios y mejillas del paciente
- Aplicación sencilla, puede ser realizada por el paciente en casa



Orthodont

**NUEVA CASA CENTRAL:**

Junín 987 1º piso, C.A.B.A.  
Tel./Fax: (+54) (011) 4961-9260  
info@orthodont.com.ar

 +54 9 11 6959-8903

**SUCURSAL:**

Montevideo 955 9º "A", C.A.B.A.  
Tel./Fax: (+54) (011) 4816-2436  
sucursal@orthodont.com.ar

[www.orthodont.com.ar](http://www.orthodont.com.ar)

 /orthodont.argentina

 @OrthodontOK

 Orthodont Argentina

 @orthodont\_argentina