

# BioComfort<sup>®</sup> **TUBO**

Confort y Diseño Aplicado al Metal

Tubo anatómico que  
facilita la práctica clínica  
y ofrece mayor confort  
al paciente.



# Diseño Innovador!

Mayor confort con bordes y gemelos redondos.

Los **ORTODONCISTAS** pedirán...



BioComfort<sup>®</sup>  
**TUBO**

Confort y Diseño Aplicado al Metal

**TECNOLOGÍA** y **DISEÑO** innovador, **CONFORT** y **FÁCIL** colocación de arcos.

## Surco Vestibular

Reproducción fiel de surcos vestibulares de molares superiores e inferiores para evitar interferencias oclusales y facilitar el posicionamiento ideal del tubo en la superficie del diente.

## Geometría Exclusiva de la base para la adhesión

Mayor superficie con adaptación perfecta, aumentando la resistencia en la adhesión.

Estudios sobre la anatomía del diente fueron realizados para construir la base con adaptación perfecta.

### DESCRIPCIÓN

TUBO SIMPLE **BIOCOMFORT** Superior Derecho ROTH .022 -10°T 8°OFF

TUBO SIMPLE **BIOCOMFORT** Superior Izquierdo ROTH .022 -10°T 8°OFF

TUBO SIMPLE **BIOCOMFORT** Inferior Derecho ROTH .022 -25°T 5°OFF

TUBO SIMPLE **BIOCOMFORT** Inferior Izquierdo ROTH .022-25°T 5°OFF

\*Puede ser utilizado en 2° molares.